

# La Pérdida del Oído, Los Audífonos; Una Charla Franca Con la FDA



Department of Health and Human Services  
Food and Drug Administration  
5600 Fishers Lane, (HFI-40)  
Rockville, MD 20857


March 2001  
(FDA) 01-4270S

**FDA** U.S. Food and Drug Administration

## ¿Tiene Otras Preguntas Acerca De la Pérdida de La Capacidad Auditiva?

La FDA puede tener una oficina cerca de usted.

Busque el número en las páginas azules de su directorio telefónico.



También puede llamar a la FDA al teléfono  
1-888-INFO-FDA  
(1-888-463-6332)  
o buscando en la internet:  
<http://www.fda.gov>.

## ¿Tiene Usted Dificultades con Sus Oídos?

Si usted tiene dificultades con sus oídos y no oye bien, no crea que está solo. Más de 25 millones de americanos sufren de la pérdida del sentido auditivo en una forma o en otra, incluyendo a una de cada cuatro personas mayores de 65 años de edad. La pérdida del oído puede ser causada por infec-

ciones, heridas en la cabeza, algunas medicinas, tumores, otros problemas médicos y hasta la acumulación de cera en los oídos. También puede resultar de los ruidos excesivos producidos por herramientas eléctricas, música, o la estridencia de los motores de los aviones. A veces, cambios de la manera en que los oídos trabajan a medida que la persona envejece, pueden afectarlos seriamente.



## ¡Advertencia al Comprador!

Quizás usted haya visto avisos anunciando el uso de audífonos para los oídos sin necesidad de examinar sus oídos por un profesional. Es verdad—pero es su decisión. Si no desea que lo examinen, rechazando así una razón médica acerca del problema de sus oídos, tendrá que firmar una declaración conocida con el nombre de renuncia. La renuncia declara que usted ha sido informado por la compañía o persona vendiendo el dispositivo, que la

FDA ha determinado que antes de usar un audífono y para beneficio de su salud, debe someterse a un examen por un médico licenciado—preferiblemente un especialista en enfermedades de los oídos—pero que ha sido su decisión no pasar por el examen médico.

Los avisos también ofrecen garantizar la devolución de su dinero si usted no está



## Usted Podría Necesitar un Audífono si:

- le dicen que grita al hablar
- aumenta el nivel del sonido de la radio y la televisión más que otras personas
- frecuentemente pide a los demás que le repitan lo que dijeron, porque usted no puede oír especialmente si hay grupos de personas, o ruido de fondo
- no puede oír un ruido a menos que esté enfrentado hacia donde el ruido se origina
- parece oír mejor por un oído que por el otro
- tiene que hacer un notorio esfuerzo para poder oír
- continuamente oye un silbido o sonido como el de un timbre
- no puede oír el goteo del agua de un grifo o las notas altas de un violín

Si usted tiene alguno de estos síntomas, visite a su médico o profesional de la salud, para ser examinado para encontrar una posible pérdida de la habilidad auditiva.

## El Implante Coclear

Quizás usted haya oído acerca de un dispositivo para ayudar a oír que es implantado detrás del oído durante una operación. El dispositivo se conoce por el nombre del Implante Coclear. Es usado únicamente en casos de sordera avanzada. Su nombre fue adoptado por el término médico del oído interno—la Cóclea. Un implante coclear no reemplaza completamente la facultad auditiva perdida, pero ayuda a la persona a oír sonidos y conversaciones mejor. El dispositivo consta de varias partes:

- Un aparato electrónico colocado en el hueso del cráneo, detrás del oído externo.
- Alambres y electrodos intercalados dentro del oído interno, o cóclea.
- Un micrófono y transmisor que se pueden llevar en la ropa, fuera del cuerpo.

Si su habilidad para oír se ha deteriorado, su médico puede decidir si un implante coclear puede ayudarle.

personas de edad avanzada, como parte del envejecimiento natural. En personas más jóvenes la pérdida

puede ser ocasionada por infecciones o a la continua exposición a ruidos demasiado fuertes.

## Los Audífonos y los Teléfonos Celulares

Los teléfonos celulares y los audífonos no son compatibles el uno con el otro, hasta el punto de que la persona con un audífono en su oído no puede usar un teléfono celular. Esto se debe a la interferencia de las ondas electromagnética entre el teléfono y el audífono, creando un zumbido o estática que interfiere con la recepción del audífono.



La Administración de Drogas y  
Alimentos (FDA) es parte del  
Gobierno de los Estados Unidos.  
Una de sus funciones es informar a  
los Americanos lo qué deben hacer  
cuando los oídos fallan.

## Para la Mayoría De los que Sufren Hay Ayuda

Las buenas noticias para la mayoría de los que sufren pérdidas de los oídos, es que afortunadamente, los avances de la ciencia médica han logrado encontrar los medios de poder solucionar el problema. Por lo tanto, si usted no oye bien, visite a su médico o profesional de la salud, para averiguar qué tipo de problema del oído tiene y cómo tratarlo. La Administración de Drogas y Alimentos (FDA) ha



creado regulaciones para asegurarse de que los tratamientos para corregir los problemas de los oídos, por medio de

medicinas, audífonos y otros dispositivos médicos, son seguros y en realidad trabajan efectivamente.

satisfecho con el audífono. De todos modos, asegúrese de leer y entender lo que el vendedor le está prometiendo. El mejor lugar para comprar un audífono es de un distribui-

dor o vendedor licenciado. Para encontrar uno de ellos, llame o escriba al Better Business Bureau de su localidad o a la oficina del Procurador General de su estado.

### Para Mayor Información

- American Academy of Otolaryngology  
—Head and Neck Surgery  
(703) 836-4444  
<http://www.entnet.org>
- American Speech-Language Hearing Association Action Center  
1-800-638-8255  
<http://www.asha.org/consumers/consumers.htm>
- Better Hearing Institute  
Hearing HelpLine  
1-800-EAR-well (1-800-327-9355)  
<http://www.betterhearing.org>
- International Hearing Society  
Hearing Aid HelpLine  
1-800-521-5247


## Los Exámenes de Los Oídos y Sus Tratamientos

Para averiguar qué clase de pérdida auditiva ha sufrido usted y las partes de su oído afectadas, su médico preferirá que usted sea sometido a un examen. Los exámenes frecuentemente son llevados a cabo por un profesional de la salud especializado en oídos. Estos especialistas, conocidos

también como audiólogos, usualmente no son doctores en medicina, pero han recibido entrenamiento para hacer exámenes e interpretar los resultados. Los exámenes de los oídos no son dolorosos.

Si el resultado del examen muestra que el paciente ha sufrido una pérdida auditiva, posiblemente hay una o más maneras de tratarla con medicinas, cirugía o mediante el uso de un audífono.

Los audífonos usualmente ayudan cuando el problema envuelve daños en el oído interno. Este tipo de problema es común en



## Hágase Examinar Sus Oídos

No todas las personas que tienen un problema con los oídos pueden solucionarlo con un audífono. Su médico o el especialista en los oídos son las mejores personas que pueden saber, si uno de estos dispositivos pueden ayudarle.

Antes de comprar un audífono, es mejor hacerse examinar sus oídos por un profesional

especializado. También es mejor comprar su audífono de un profesional de los oídos licenciado. Si el examen indica que usted necesita un audífono, usted recibirá una nota o prescripción informando que sus oídos han sido examinados y que necesita un audífono. La nota puede indicar qué clase de dispositivo el especialista en oídos ha determinado es más conveniente para usted.



## Tipos de Audífonos

Todos los audífonos tienen las siguientes partes:

- un micrófono para recoger el sonido
- un amplificador para aumentar el sonido
- un altoparlante para traer el sonido al oído
- una batería eléctrica.

Algunas personas necesitan solamente un audífono para un oído. Otras necesitan dos, uno para cada oído. Dependiendo del daño en cada caso, el médico determinará si uno o dos audífonos son necesarios. A continuación, algunos de los audífonos más comunes:

○ **Detrás del Oído:** Este tipo de audífono encaja detrás del oído mediante un molde hecho a la medida. Los adjuntos a los anteojos son del tipo de los usados detrás de la oreja. Son útiles para casos entre moderados y severos.

○ **Dentro del Oído:** Estos audífonos son hechos a la medida para que se ajusten bien en la parte exte-

Detrás del Oído



rior del oído. Los alambres no se pueden ver porque están dentro del audífono. Son ideales para los casos entre suaves a moderados.

○ **Dentro del Canal del Oído:** Esta clase de audífono es hecho sobre medidas para que ajuste precisamente en el canal del oído del paciente. No tiene alambres ni tubos que se puedan ver. Estos audífonos

son casi invisibles. Ayudan a las personas con todos los tipos de pérdida auditiva, excepto en los peores casos.

○ **En el Cuerpo:** Estos son para personas con los peores casos de sordera. Incluyen una caja o estuche con un micrófono más grande, un amplificador y una batería eléctrica. La caja puede llevarse en un bolsillo o adjunta a las ropas, conectada por un cable a un receptor adherido a un molde en el oído.

Dentro del Canal del Oído

