



## Cómo Cuidar del Drenaje Jackson-Pratt

El drenaje Jackson-Pratt (JP) es un tubo especial que evita que se acumule líquido corporal cerca del sitio de su cirugía. El drenaje absorbe este líquido (por succión) dentro de un bulbo. El bulbo se puede vaciar y se puede medir el líquido dentro de él.

Al principio este líquido contiene sangre. Después, a medida que su herida sana, el líquido cambia a un color rosa claro, amarillo claro o claro. El drenaje permanecerá en su lugar hasta que se colecten menos de 30 cc (alrededor de 2 cucharadas soperas) de líquido en un periodo de 24 horas.

El cuidado del drenaje JP es fácil. Dependiendo de cuánto líquido drene del sitio de su cirugía (sitio quirúrgico), usted necesitará vaciar el bulbo cada 8 ó 12 horas. El bulbo se debe vaciar cuando se encuentre lleno a la mitad. Antes de que lo(a) den de alta del hospital, su enfermero(a) le mostrará cómo:

- vaciar el bulbo de recolección
- registrar la cantidad de líquido recolectado
- colocar el bulbo nuevamente en su lugar de tal manera que la succión funcione de nuevo
- mantener el sitio del drenaje limpio y libre de infección

### Cómo vaciar el drenaje

1. Lávese las manos minuciosamente con agua y jabón.
2. Retire el tapón del bulbo.
3. Vacíe el líquido que se encuentra dentro del bulbo en un vaso de medición.
4. Limpie el tapón con alcohol. Después, apriete el bulbo por completo hasta que esté completamente vacío. Mientras el bulbo está vacío, coloque nuevamente el tapón en el bulbo. El bulbo debe estar vacío

después de que se coloque el tapón para que así la succión de vacío se pueda reiniciar. Si no puede apretar el bulbo para que esté vacío y colocar el tapón al mismo tiempo, utilice una superficie dura, plana (como por ejemplo, una mesa) para ayudarlo a presionar el bulbo hasta que esté vacío al mismo tiempo que coloca nuevamente el tapón.

5. Mida cuánto líquido se recolectó. Escriba en la gráfica del drenaje JP que se encuentra al final de este documento la cantidad drenada y la fecha y la hora en que lo recolectó.
6. Deseche el líquido en el inodoro.
7. Lávese las manos.

## Cómo cuidar de la piel y del sitio del drenaje

1. Lávese las manos minuciosamente con agua y jabón.
2. Remueva el vendaje que se encuentra alrededor del drenaje. Utilice agua y jabón o solución salina al 0.9 por ciento normal (en una gasa o almohadilla de algodón) para limpiar el sitio del drenaje y la piel alrededor de éste. Limpie esta área una vez al día.
3. Cuando el sitio del drenaje se encuentre limpio y seco, coloque un nuevo vendaje alrededor del drenaje. Coloque cinta quirúrgica en el vendaje para fijarlo contra su piel.
4. Ponga el vendaje anterior en la basura. Si tiene sangre, colóquelo en una bolsa de plástico pequeña (como por ejemplo, una bolsa para sandwich).
5. Lávese las manos.

Cómo chequear en busca de infección

Observe la piel alrededor del drenaje en búsqueda de estos signos de infección:

- aumento del enrojecimiento
- aumento del dolor
- aumento de la inflamación

Otros signos de infección son:

- fiebre mayor que 101 °F
- líquido drenado que es turbio, de color amarillo o café amarilloso o con un olor fétido

**Reporte cualquiera de estos síntomas a su médico tan pronto como sea posible.**

Si tiene alguna pregunta

**Si tiene alguna pregunta por favor llame a su unidad de cuidado de pacientes (patient care unit, en inglés) al 301- \_\_\_\_ - \_\_\_\_.**

## Gráfica del Drenaje Jackson-Pratt

Drenaje Jackson-Pratt No. 1	Fecha	Hora	Cantidad



